

Blærescanner BVT01



Kaixin BVT01 er en svært hendig lett skanner som lett «grabbes» tak i når man skal skynde seg å måle urin hos pasienter. Den er enkel å ha med i bil, eller på en tralle på sykehjemmet/sykeuset. Med integrert printer får du svaret skrevet ut så snart du trykker på printericonet. Eller du trenger bare et bra bilde til å verifisere om det er mye urin eller ikke. Enkel i bruk, dette er et solid apparat som brukes av sykehus, sykehjem og legekantor til hurtig, enkel og praktisk bruk hver dag.

Enkel i bruk

Skanneren er enkel å bruke, lett å bæres. Men finnes også med tralle. Ved rett bruk vil du få riktige svar, derfor er det viktig med opplæring selv om selve apparatet er enkelt. Vi hjelper dere med det! Apparatet er utviklet for norske forhold, norsk display, enkel å bruke. Ønsker man utskrift er det integrert termal printer. Batteritiden er over 8 timer. Svært nøyaktig måleresultater gjør den svært tillitsfull når den brukes av flere.

Spesifikasjon

Standby time: 8 timer

Vekt på hovedenhet er 1,7 kg

Beregning av volum skjer i 12 plan, intervaller a' 15 grader

Volum måles i ml. f.eks. 100 ml.

Måleområde: 20 – 999 ml

Målenøyaktighet: ml, +- 15%

Standard oppsett:

Hovedenhet 1 stk

Probe 1 stk

Strøm adapter 1 stk

Intern batteri 1 stk

Tilleggsutstyr:

Calibrerings enhet, 1 stk

Tralle



Egenskaper

- Norsk språklig layout
- 5,7" LCD skjerm, oversiktlig og enkel
- 3 pasient typer, vanlig, barn, og adipøs
- Skanne tid <4 sekunder
- Ved større mengder urin enn skanneren kan måle vil en alarm gi beskjed
- Ved valg av ulike bildekontraster kan målingen bli enda mer eksakt
- Preskanning utføres enkelt med et trykk på proben

Besøksadresse: Kjelsåsveien 174, 0884 Oslo

Telefon: +47 67 07 91 80/ 908 46 797

E-post: tt@enimed.no

www.enimed.no

enimed)))