

Easy-Drop Apron™

Easy-Drop Apron™ är ett frontalskydd med justerbar kardborrknäppning på axlar och höfter. Förklädet kan därigenom avlägsnas snabbt och enkelt. Vid avslutad röntgenundersökning låter man förklädet glida ner mellan sterilrock och kläder. Knäppning på axlarna ger möjlighet till justering i höjddled för bästa passform.

Praktisk ficka ingår.
Brodyr som tillval.

Justerbara
kardborrband



Yttermaterialet är
lätt att rengöra



De justerbara kardborrbanden hjälper till att fördela vikten mellan höfter och axlar.



Enkelt att ta på och av.



Välj rätt storlek för Din komfort och säkerhet

STORLEK	XS	S	M	L	XL	XXL
Bröstmått	74-82	82-90	90-98	98-107	107-119	119-131
Midjemått	58-66	66-74	74-82	82-91	91-103	103-115
Höftmått	82-90	90-98	98-106	106-115	115-125	125-135

Easy-Drop Apron™

mmPb Fram	Storlek	Längd	Modell Nr.
0,35	XS	110	41300OF110
0,35	S	110	41301OF110
0,35	M	110	41302OF110
0,35	L	110	41303OF110
0,35	XL	110	41304OF110
0,35	XXL	110	41305OF110
mmPb Fram	Storlek	Längd	Modell Nr.
0,50	XS	110	41500OF110
0,50	S	110	41501OF110
0,50	M	110	41502OF110
0,50	L	110	41503OF110
0,50	XL	110	41504OF110
0,50	XXL	110	41505OF110



Längder kan beställas i 5 cm intervall mellan 90 och 130 cm.

Utföranden i Opaque Fusion®(OF), Opaque Action®(OA), No Lead (NL), Light Lead (LL) eller Lead Vinyl (LV).



För Din komfort och säkerhet