

Easy-Wrap™

Vårt populära Easy-Wrap™ förkläde med skydd runtom har justerbart resårband som ger bra avlastning för skuldror och axlar. Easy-Wrap™ passar personer som arbetar med långa genomlysningstider.



Axelvaddar



Praktisk ficka ingår.
Brodyr som tillval.

Justerbar knäppning
för bästa ergonomi

Ytermaterialet är
lätt att rengöra



WeightAway™

Insytt resårband bak, justerbart spänne fram för bästa ergonomi



Välj rätt storlek för Din komfort och säkerhet

STORLEK	XS	S	M	L	XL	XXL
Bröstmått	74-82	82-90	90-98	98-107	107-119	119-131
Midjemått	58-66	66-74	74-82	82-91	91-103	103-115
Höftmått	82-90	90-98	98-106	106-115	115-125	125-135

Easy-Wrap™

mmPb Fram	mmPb Bak	Överlapp Fram	Storlek	Längd	Modell Nr.
0,25	0,25	0,50	XS	110	52220NL110
0,25	0,25	0,50	S	110	52221NL110
0,25	0,25	0,50	M	110	52222NL110
0,25	0,25	0,50	L	110	52223NL110
0,25	0,25	0,50	XL	110	52224NL110
0,25	0,25	0,50	XXL	110	52225NL110

mmPb Fram	mmPb Bak	Överlapp Fram	Storlek	Längd	Modell Nr.
0,35	0,35	0,70	XS	110	52330NL110
0,35	0,35	0,70	S	110	52331NL110
0,35	0,35	0,70	M	110	52332NL110
0,35	0,35	0,70	L	110	52333NL110
0,35	0,35	0,70	XL	110	52334NL110
0,35	0,35	0,70	XXL	110	52335NL110



Längder kan beställas i 5 cm intervall mellan 90 och 130 cm. mmPb fram respektive bak, kan kombineras enligt önskemål.

Utföranden i No Lead (NL), Light Lead (LL) eller Lead Vinyl (LV).



För Din komfort och säkerhet

BS easy-wrap02