

Frost™

Frost™ modellen vänder sig till personal som har extra höga krav på hygienen och tillverkas därför utan kantband. Två modeller av underdelen finns, en för Dig som står, Frost Apron™, och en modell, Frost Split™, för Dig som sitter. Ett förkläde med frontskydd samt med minimal vikt på axlarna.

NYHET!

För att förbättra hygienen ytterligare kommer västen numera med magnetlås.

Hygienvänligt
förkläde utan ficka
och kantband


Yttermaterialet är
lätt att rengöra




Tre varianter av knäppning.



Knäppning under



Knäppning bak



Knäppning fram

Välj rätt storlek för Din komfort och säkerhet

STORLEK	XS	S	M	L	XL	XXL
Bröstmått	74-82	82-90	90-98	98-107	107-119	119-131
Midjemått	58-66	66-74	74-82	82-91	91-103	103-115
Höftmått	82-90	90-98	98-106	106-115	115-125	125-135



Frost Split™ för sittande arbete.

Frost Triple Close™

mmPb	Storlek	Längd	Modell Nr.
Fram			
0,35	XS	58	63300NL058
0,35	S	58	63301NL058
0,35	M	58	63302NL058
0,35	L	58	63303NL058
0,35	XL	58	63304NL058
0,35	XXL	58	63305NL058

Frost Split™

mmPb	Storlek	Längd	Modell Nr.
Fram			
0,35	XS	58	64300NL058
0,35	S	58	64301NL058
0,35	M	58	64302NL058
0,35	L	58	64303NL058
0,35	XL	58	64304NL058
0,35	XXL	58	64305NL058

Frost Apron™

mmPb	Storlek	Längd	Modell Nr.
Fram			
0,35	XS	58	65300NL058
0,35	S	58	65301NL058
0,35	M	58	65302NL058
0,35	L	58	65303NL058
0,35	XL	58	65304NL058
0,35	XXL	58	65305NL058



Bröstmått

Midja

Höfter

Längder kan beställas i 5 cm intervall mellan 53 och 73 cm.
Utföranden i No Lead (NL), Light Lead (LL) eller Lead Vinyl (LV).

Tillverkas även i 0,5 mm Pb

Foto: Björn Dalin

BSFrost02



För Din komfort och säkerhet