



Gonadskydd JOFA X-ray

Framtaget i ett samarbete mellan Reebok JOFA AB och röntgenpersonal i Dalarna.

Finns i storlekarna: Boy, Junior, Senior

Användning:

Gonadskyddet används för att skydda mannens testiklar mot bestålning vid röntgenundersökningar av bäckenregionen.

Skyddet är ett vidareutvecklat suspensor avsett för idrott där skyddskåpan kompletterats med 0,5 mm blyvinyl.

Skyddseffekt:

Skyddet reducerar tesikeldosen med över 95% vid 70kV

Begränsningar:

Gonadskyddet kan inte användas i projektioner där testiklarna bestrålas bakifrån.

Gonadskydd JOFA X-ray

Framtaget i ett samarbete mellan Reebok JOFA AB och röntgenpersonal i Dalarna.

Finns i storlekarna:

Boy
Junior
Senior



Användning:

Gonadskyddet används för att skydda mannens testiklar mot bestålning vid röntgenundersökningar av bäckenregionen. Skyddet är ett vidareutvecklat suspensor avsett för idrott där skyddskåpan kompletterats med 0,5 mm blyvinyl.

Skyddseffekt:

Skyddet reducerar tesikeldosen med över 95% vid 70kV

Begränsningar:

Gonadskyddet kan inte användas i projektioner där testiklarna bestrålas bakifrån.