

Vest & Skirt Wrap™

Denna modell ger Dig möjlighet att kombinera ergonomi, komfort och rörelsefrihet.

En smidig kombination för Dig som behöver ett skydd runtom. Passar personer som arbetar under långa arbetspass. Olika storlekar på Vest & Skirt Wrap™ kan kombineras för bästa personliga passform.

Praktisk ficka ingår.
Brodyr som tillval.



Axelvaddar




Yttermaterialet är
lätt att rengöra



Justerbar knäppning för bästa komfort

Välj rätt storlek för Din komfort och säkerhet

STORLEK	XS	S	M	L	XL	XXL
Bröstmått	74-82	82-90	90-98	98-107	107-119	119-131
Midjemått	58-66	66-74	74-82	82-91	91-103	103-115
Höftmått	82-90	90-98	98-106	106-115	115-125	125-135



Vest Wrap™

mmPb Fram	mmPb Bak	Överlapp Fram	Storlek	Längd	Modell Nr.
0,25	0,25	0,50	XS	58	61220NL058
0,25	0,25	0,50	S	58	61221NL058
0,25	0,25	0,50	M	58	61222NL058
0,25	0,25	0,50	L	58	61223NL058
0,25	0,25	0,50	XL	58	61224NL058
0,25	0,25	0,50	XXL	58	61225NL058

mmPb Fram	mmPb Bak	Överlapp Fram	Storlek	Längd	Modell Nr.
0,35	0,35	0,70	XS	58	61330NL058
0,35	0,35	0,70	S	58	61331NL058
0,35	0,35	0,70	M	58	61332NL058
0,35	0,35	0,70	L	58	61333NL058
0,35	0,35	0,70	XL	58	61334NL058
0,35	0,35	0,70	XXL	58	61335NL058

Skirt Wrap™

mmPb Fram	mmPb Bak	Överlapp Fram	Storlek	Längd	Modell Nr.
0,25	0,25	0,50	XS	58	62220NL058
0,25	0,25	0,50	S	58	62221NL058
0,25	0,25	0,50	M	58	62222NL058
0,25	0,25	0,50	L	58	62223NL058
0,25	0,25	0,50	XL	58	62224NL058
0,25	0,25	0,50	XXL	58	62225NL058

mmPb Fram	mmPb Bak	Överlapp Fram	Storlek	Längd	Modell Nr.
0,35	0,35	0,70	XS	58	62330NL058
0,35	0,35	0,70	S	58	62331NL058
0,35	0,35	0,70	M	58	62332NL058
0,35	0,35	0,70	L	58	62333NL058
0,35	0,35	0,70	XL	58	62334NL058
0,35	0,35	0,70	XXL	58	62335NL058



Bröstmått

Midja

Höfter

Längder kan beställas i 5 cm intervall mellan 53 och 73 cm. mmPb fram respektive bak, kan kombineras enligt önskemål.

Utföranden i No Lead (NL), Light Lead (LL) eller Lead Vinyl (LV).



För Din komfort och säkerhet

BS1618/väst02