

Kragar

Mjuka och bekväma tyreoideaskydd med magnetlås i tre olika modeller samt två blyekvivalenser: 0,35 mmPb och 0,50 mmPb. Numera med justerbart magnetlås för alla storlekar. Personliga kragar med monogram eller brodyr kan fås mot pristillägg.

Vi rekommenderar ett personligt hals-skydd för hygienens skull.




7331OF

Utföranden i Opaque Fusion® (OF), Opaque Action® (OA), No Lead (NL), Light Lead (LL) och Lead Vinyl (LV)




7330OF liten, 7331OF standard, 7332OF extra stor



7231NL

Utföranden i No Lead (NL), Light Lead (LL) och Lead Vinyl (LV)



7431NL

Utföranden i No Lead (NL), Light Lead (LL) och Lead Vinyl (LV)

Art nr:	mmPb
7231NL	0,35
7251NL	0,50
7330OF	0,35
7331OF	0,35
7332OF	0,35
7350OF	0,50
7351OF	0,50
7352OF	0,50
7431NL	0,35
7451NL	0,50