


Höftaxia i bild



Benstödet levereras med ett specialanpassat skyddsfodral för ökad komfort och hygien. Fodralet kan desinficeras med t ex M70.

BENSTÖD AXIL Art.nr 17.000

SKYDDSFODRAL Art.nr 17.001



Fodralet kan beställas i ovanstående färger.

Benstöd Axil för höfttröntgen

Axil ger en effektiv undanhållning av låret för fri åtkomst av höftleden.

Detta uppnås genom att Axil ger ett fast stöd med mothåll för foten.

Benstödet är tillverkat i ett stöttåligt utförande samtidigt som det är lättare än befintliga benstöd på marknaden.

Axil är konstruerat så att det är lätt att rengöra.