



EasyGlider

ett ergonomiskt hjälpmedel vid bedsideundersökningar

Vid röntgenundersökningar av sängliggande patienter är EasyGlider ett utmärkt hjälpmedel. Med dess hjälp behöver man inte lyfta eller flytta patienten. Kassetten förs enkelt in under patienten. EasyGlider är därmed både användar- och patientvänlig.

EasyGlider består av en inre och en yttre påse. Kassetten läggs i den inre påsen och tillsluts med hjälp av kardborrband.

Den yttre påsen är tillverkad av ett glatt material som gör att den lätt kan skjutas in under patienten.

EasyGlider rengörs lättast med på sjukhus vanligt förekommande desinfektionsmedel, t ex M70.

Easy Glider hjälper Dig att

- Minska antalet arbetsskador - patienterna behöver inte längre lyftas.
- Förkorta undersökningstiden - det är lätt att positionera kassetten och dra ut den.
- Öka komforten för patienter vid bedsideundersökningar.



För Din komfort och säkerhet